

# Arbeitspunktstabilisierung einer Transistor-Verstärkerstufe (Artikelnr.: P1401600)

# **Curriculare Themenzuordnung**



Schwierigkeitsgrad

Vorbereitungszeit

Durchführungszeit

empfohlene Gruppengröße

5555

00000

00000

Sehr schwer

10 Minuten

20 Minuten

1 Schüler/Student

Zusätzlich wird benötigt:


Versuchsvarianten:

Schlagwörter:

# **Prinzip und Material**

### **Prinzip**

Es soll gezeigt werden, wie sich eine ungünstige Lage des Arbeitspunktes einer Transistor-Verstärkerstufe auf die Verstärkerwirkung auswirkt und wie der Arbeitspunkt gegenüber Veränderungen der Betriebsspannung stabilisiert werden kann.





### **Material**

Position	Material	Bestellnr.	Menge
1	Demo Physik Hafttafel mit Gestell	02150-00	1
2	Elektrische Symbole für Demo-Tafel, 12 Stück	02154-03	1
3	Analog-Demomultimeter ADM 2	13820-01	1
4	PHYWE Digitaler Funktionsgenerator, USB, inkl. Cobra4-Software	13654-99	1
5	PHYWE Netzgerät, universalDC: 18 V, 5 A / AC: 15 V, 5 A	13500-93	1
6	Digitales Speicheroszilloskop, 30 MHz, 2 Kanal, Farbdisplayincl. 2 $\ast$ abgeschirmtes Kabel BNC, I = 750 mm	11462-99	1
7	Leitungs-Baustein, unterbrochen, DB	09401-04	1
8	Leitungs-Baustein, Anschlussbaustein, DB	09401-10	4
9	Leitungskreuz, verbunden, DB	09401-06	1
10	Leitungs-Baustein, gerade, DB	09401-01	6
11	Leitungs-Baustein, winklig, DB	09401-02	2
12	Leitungs-Baustein, T-förmig, DB	09401-03	4
13	Leitungs-Baustein, gerade mit Buchse, DB	09401-11	1
14	Lautsprecher 8 Ohm/5 kOhm	13765-00	1
15	Potentiometer 10 kOhm, DB	09425-10	1
16	Potentiometer 250 Ohm, DB	09423-25	1
17	Transistor NPN (BC337), DB	09456-00	1
18	Widerstand 100 Ohm, DB	09413-10	1
19	Widerstand 1 kOhm, DB	09414-10	1
20	Widerstand 47 kOhm, DB	09415-47	1
21	Kondensator (ELKO) 47 μF, DB	09445-47	1
22	Adapter, BNC-Stecker/4 mm-Sicherheitsbuchsen	07542-26	2
23	Verbindungsleitung, 32 A, 1000 mm, rot	07363-01	5
24	Verbindungsleitung, 32 A, 1000 mm, blau	07363-04	5
25	Verbindungsleitung, 32 A, 750 mm, rot	07362-01	1
26	Verbindungsleitung, 32 A, 750 mm, blau	07362-04	1


Tel: 0551 604 - 0 Fax: 0551 604 - 107




# Aufbau und Durchführung

#### 1. Versuch

• Versuch entsprechend Abb. 1 aufbauen; darauf achten, dass die Masseanschlüsse von Oszilloskop und Funktionsgenerator miteinander verbunden sind





- Kollektorspannung mit Spannungsmesser bestimmen; hierfür 30 V- einstellen
- Am Netzgerät Spannung von 10 V- einstellen
- Mit dem 10 k $\Omega$ -Potentiometer die Kollektor-Emitter-Spannung auf 5 V- einstellen
- Am Oszilloskop folgende Einstellungen vornehmen: Kanal 1: Ablenkkoeffizient  $AY1=2\,V/Div$


Gedruckt: 30.11.2017 07:52:29 | P1401600




Kanal 2: Ablenkkoeffizient  $AY2 = 5\,\mathrm{mV/Div}$ 

Zeitablenkkoeffizient 1 ms/Div; Triggerung intern durch Kanal 1

- Beide Kanaleingänge auf Wechselspannungseingang (AC) schalten
- Funktionsgenerator einschalten, sinusförmige Wechselspannung von 400 Hz und möglichst kleine Amplitude einstellen
- Mit dem 250  $\Omega$ -Potentiometer Eingangsspannung UE erhöhen, bis die Ausgangsspannung  $U_A$  auf dem Oszilloskop-Bildschirm gerade noch keine Begrenzungen zeigt
- Spitzenwerte der Eingangs- und Ausgangsspannung am Oszilloskop ablesen und in die Tabelle 1 eintragen
- Betriebsspannung U<sub>B</sub> am Netzgerät erst erhöhen und dann verringern und dabei die Betriebsspannung U<sub>max</sub> notieren, bei der am verstärkten Ausgangssignal Verzerrungen durch Begrenzungen auftreten (s. Abb. 2), und den Wert von U<sub>min</sub>, bei dem das Signal verschwindet (s. Abb. 3)





#### 2. Versuch

- Baustein Leitung, gerade, in der Emitterleitung durch Baustein Widerstand 100  $\Omega$  ersetzen; Betriebsspannung wieder auf 10 V- einstellen; Arbeitpunkt mit dem 10 k $\Omega$ -Potentiometer so einstellen, dass die Kollektorspannung etwa 5 V beträgt
- Mit dem 250  $\Omega$ -Potentiometer Eingangsspannung  $U_{\rm E}$  erhöhen, bis die verstärkte Ausgangsspannung gerade noch keine Begrenzung aufweist
- Spitzenwerte der Eingangs- und Ausgangswechselspannungen messen und Messwerte notieren
- Betriebsspannung erst erhöhen und dann verringern und die Spannungswerte notieren, bei denen am Ausgangssignal Begrenzungen erkennbar werden



# **Beobachtung und Auswertung**

## **Beobachtung**

Tabelle 1 Verstärkung mV7/ V ohne  $R_{
m E}$ 7,5 5,2 11 7,6 693 mit  $R_{
m E}$ 100 4,6 6,0 16 46

### **Auswertung**

Wird wie im 1. Versuch die Verstärkerstufe ohne Emitterwiderstand betrieben, so treten bereits Verzerrungen des Ausgangssignals auf, wenn die Betriebsspannung von 10 V auf 11 V ( $U_{max}$ ) erhöht wird. Die Ausgangsspannung wird sehr klein, wenn die Betriebsspannung auf 7,6 V ( $U_{min}$ ) verringert wird.

Die Spannungsverstärkung ist sehr hoch.

Wird jedoch in die Emitterleitung ein Widerstand eingefügt, so treten Verzerrungen der Ausgangsspannung erst auf, wenn die Betriebsspannung auf Werte über 16 V erhöht oder auf 6 V verringert wird.

Durch den Emitterwiderstand erreicht man eine Stabilisierung des Arbeitspunktes, wodurch der Einfluss der Änderung der Betriebsspannung auf Signalverzerrungen verringert wird.

Die Spannungsverstärkung wird jedoch durch den Emitterwiderstand von 693 auf 46 verringert.

### **Anmerkung**

Der Emitterwiderstand verursacht eine Stromgegenkopplung. Der verstärkte Emitterstrom erzeugt am Emitterwiderstand einen Spannungsabfall, durch den die Basisspannung verringert wird. Sowohl Änderungen der Betriebsspannung als auch Signalspannungen führen daher zu geringeren Änderungen der Kollektorspannung.

Um unverzerrte Ausgangsspannungen mit maximaler Amplitude zu erzeugen, muss der Arbeitspunkt bei einer Kollektorspannung auf annähernd die halbe Betriebsspannung eingestellt werden.

Dadurch ist es möglich, dass sich die Kollektorspannung bei Steuerung durch eine Signalspannung zu höheren und geringern Werten in etwa gleichen Verhältnissen ändern kann. Verschiebt sich die Arbeitspunkt z. B. bei Veränderung der Betriebsspannung oder der Temperatur, so wird die Ausgangsspannung im positiven oder negativen Spannungsbereich eher begrenzt.

Die hier angegeben Messwerte sind von den Exemplareigenschaften des verwendeten Transistors abhängig.

Tel: 0551 604 - 0 Fax: 0551 604 - 107