

## FAQ

### DAS PROGRAMM STARTET NUR IM DEMO-MODUS

- Bitte geben sie den Aktivierungscode ein unter „Extras  Aktivierungsassistent“.
- Schließen Sie das aktivierte Messgerät an.

### MEASURE ERKENNT DIE COBRA4-SENSOREN NICHT

- Führen Sie ein Update von measure durch unter <https://www.phywe.de/de/14550-61#tabs3> : setupm.exe

### ICH FINDE DEN DURCHZUFÜHRENDEN VERSUCH NICHT

- Vergewissern Sie sich, dass die Experimente separat installiert wurden. Diese finden Sie unter <https://www.phywe.de/de/14550-61#tabs3> : setupexp.exe